




L'ispezione automatizzata dei farmaci permette di controllare eventuali errori nelle bustine in tempo reale. Tutti i dati vengono salvati per avere una documentazione e rintracciabilità ininterrotta.

Sistema di ispezione
automatica delle bustine

VIZEN^{DE}



Sistema di controllo - veloce e accurato

Vizen DE è un sistema automatico che controlla se le bustine sono state fatte correttamente secondo la prescrizione e se le compresse corrette sono state inserite nella bustina corretta, per il paziente corretto e per l'ora e data di somministrazione corretta.

Vizen DE legge il codice a barre stampato sulle bustine per individuare quanto prevede la prescrizione, scansiona/fotografa le bustine e confronta il contenuto con la prescrizione, in base alle informazioni sui farmaci inserite nel database.



Monitoraggio in tempo reale

Le statistiche e i dati di ispezione vengono salvati per garantire una preparazione accurata e sicura e per prevenire eventuali errori, analizzando i dettagli delle prescrizioni e rintracciando i farmaci. Le statistiche permettono di avere una documentazione e rintracciabilità completa di quanto elaborato.



Schermo grande per ispezione in tempo reale

Un grande schermo touch di 43,2 cm (17") supporta il monitoraggio in tempo reale delle bustine per velocizzare il processo di ispezione.

VIZEN^{DE}



VIZEN^{DE}



Modello	Vizen DE
Dimensioni (L x P x A)	608 x 486 x 540 mm
Peso	ca. 63 kg
Schermo	Touch Screen 43,2 cm (17")
Consumo	250 W
Alimentazione	AC 100-240 V, 60 HZ
Temperatura/umidità di funzionamento	0-40°, 10-80 %



IL TEMPO È PREZIOSO

Dedichiamolo alla cura.



Ladurner Hospitalia Srl

Via Max Valier, 3/A | I-39012 Merano (BZ)
+39 0473 27 27 27 | info@ladurner.com | ladurner@pec.ladurner.com
www.ladurner.com | www.ladurner-jvm.it